

envy^{AI}

SOLUTION AUDITIVE CONNECTÉE



Le RIC R Envy AI est un contour avec l'écouteur inséré dans le conduit, équipé d'une batterie Lithium rechargeable. Il est très discret, ultra-confortable et très facile à porter. Il peut être adapté pour toutes les pertes auditives en configuration standard (tube fin) ou surpuissant. Il est équipé d'un commutateur multifonction qui permet de régler le volume et de changer les programmes ainsi que d'une bobine d'induction pour le téléphone. Bénéficiant de la plus récente technologie sans-fil, il est doté de la dernière puce Thrive avec capteurs intégrés et l'intelligence artificielle, compatible avec les smartphones et des accessoires sans-fil pour converser au téléphone, écouter de la musique ou la télévision et autres médias.



LPP Classe II

RIC R ENVY AI 2400 - PREMIUM+ ★★★★★
 RIC R ENVY AI 2000 - PREMIUM ★★★★★
 RIC R ENVY AI 1600 - AVANCÉE ★★★
 RIC R ENVY AI 1200 - AVANCÉE ★★

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	2400	2000	1600	1200	AVANTAGES	
PERFORMANCES						
Niveau de performances	PREMIUM+	PREMIUM	AVANCÉE	AVANCÉE	Niveau technologique performant. Doté de 16 canaux et 16 bandes réglables par l'audioprothésiste pour une bonne résolution sonore, offrant des performances satisfaisantes dans des environnements sonores avec des niveaux de bruit de fond peu importants.	
Canaux Bandes	24/24	20/20	16/16	12/12		
Technologie sans-fil Thrive 2.4 GHz	Autonomie de la pile	24 heures	24 heures	24 heures	24 heures	Le RIC R se recharge avec un chargeur qui se branche sur le secteur. Le chargeur est doté d'une batterie intégrée suffisamment puissante pour assurer trois chargements et est très pratique pour le rangement et le transport de vos aides auditives.
Indice de protection (IP)	IP68	IP68	IP68	IP68	Le premier chiffre correspond au degré de protection maximale contre la poussière et les salissures. Le second chiffre au degré de protection contre l'eau.	
CONNECTIVITÉ						
Application Thive	pour les utilisateurs	●	●	●	L'application vous propose de multiples fonctions efficaces, faciles à utiliser, pour vous aider à gérer votre santé et accéder à des informations utiles.	
Application Care	pour les aidants	●			Non disponible	
PERFORMANCES AUDITIVES						
Avec plus de 55 millions d'ajustements automatiques par heure, cette technologie auditive toujours active et toujours automatique, offre un son réaliste et naturel grâce au Microtech Sound™.	Voice AI	●			Non disponible	
	Mode Edge : Contrôle tactile	●			Avec le Mode Edge, vous bénéficiez d'une optimisation du signal vocal pour mieux comprendre la parole dans les environnements difficiles (ex. transport, restaurant) grâce à l'intelligence artificielle. Celui-ci scanne l'environnement sonore et ajuste l'amplification selon vos besoins et agit sur demande chaque fois que vous en avez besoin via l'application Thive Hearing Control.	
	NOUVEAU Mode Edge : Accès Appli Thive	●	●	●		
	Streaming audio direct	●	●	●	●	Vous profitez pleinement de vos programmes TV préférés ou de votre musique.
	Appels téléphoniques	●	●	●	●	Vous appuyez sur la touche de votre smartphone pour répondre à vos appels et les recevoir directement dans vos aides auditives. L'accessoire Microphone + est requis pour certains appareils Android.
	NOUVEAU Audio bidirectionnel	●	●	●	●	Désormais, les microphones des aides auditives captent et transmettent votre voix directement vers l'iPhone et l'iPad*, vous permettant de converser simplement en mains libres.
Optimisation de la musique	●●●●	●●	●		Standard	
GESTION DU BRUIT						
Algorithmes de traitement de signal	Réduction du bruit	●	●	●	Garantit une qualité sonore maximale, une facilité d'écoute, une intelligibilité de la parole dans les environnements très bruyants avec une réduction du bruit jusqu'à 40 % par rapport à la version précédente.	
	Localisation dans l'espace	●	●	●	Localise précisément la source sonore et améliore la compréhension de la parole dans les environnements sonores difficiles.	
	Synchronisation d'oreille à oreille	●	●	●	Garantit un son haute définition pour offrir une expérience auditive plus naturelle.	
Directionnel Microphones directionnels	●	●	●	●	Optimise les performances dans des environnements hautement complexes et relativement bruyants. S'adapte en continu dans tous les canaux afin que vous puissiez participer aux conversations et mieux entendre de toutes parts.	
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SONORE						
Musique automatique	●●●●	●●	●		Analyse et s'adapte aux environnements sonores simultanément.	
Silence	●●●●	●●	●			
Autres catégories	●	●	●		Amélioration spatiale de la parole, Bruits mécaniques, Paroles dans le bruit, Bruit transitoire, Vent	
ASSISTANT INTELLIGENT THRIVE						
Traduction	●				Non disponible	
Assistant Thrive	●	●	●		Posez vos questions et obtenez des réponses sur de nombreux sujets.	
TeleHear	●	●	●	●	Sur votre demande, votre audioprothésiste effectue des réglages à distance sans que vous ayez à prendre rendez-vous ni à vous déplacer.	
Service téléaudiologie	●	●	●		Les conversations sont retranscrites en texte afin que vous puissiez lire ce qui est dit.	
Transcription audio texte	●	●	●			
Trouver mon téléphone	●	●	●		Permet de localiser votre smartphone si celui-ci est égaré ou perdu. Tapotez 2 fois sur votre aide auditive et dites «Trouver mon téléphone».	
Engagement & Suivi d'activité	●	●	●	●	Le nombre de pas réalisés chaque jour, les mouvements et l'activité physique plus énergique sont suivis et comptabilisés (suivi d'activité). Cette fonction évalue également les bienfaits des aides auditives sur le cerveau en mesurant votre niveau d'écoute active (engagement).	
Détection et alertes de chute	●	●	●	●	Les aides auditives sont capables de détecter une chute et d'envoyer un message d'alerte à des contacts prédéfinis.	
Rappels vocaux	●	●	●	●	Programmation de rappels pour vos rendez-vous, prises de médicaments et autres activités personnelles.	
Auto On/Off	●	●	●	●	Avec cette fonction, vous préservez automatiquement et astucieusement l'énergie de vos aides auditives lorsque vous ne les utilisez pas.	
Contrôle tactile	●	●	●	●	Vous pouvez couper le son d'un accessoire sans-fil juste en tapotant 2 fois sur votre oreille.	
Self Check	●	●	●	●	Vous permet d'effectuer un test diagnostique des composants de vos aides auditives.	
AUTRES FONCTIONS AVANCÉES						
Annulateur de larsen	●	●	●	●	Système de gestion des Larsens pro-actif qui les anticipe et qui peut être personnalisé selon votre mode de vie.	
Générateur de bruit anti-acouphènes Technologie Tinnitus Multiflex	●	●	●	●	Offre une très grande flexibilité pour créer un stimulus sonore agréable, personnalisable et ajustable qui soulage efficacement les acouphènes (sifflements, bourdonnements...)	
Système Cros	●	●	●	●	Le système Cros transmet, sans-fil, le son depuis un micro-émetteur placé sur l'oreille non appareillable vers un récepteur placé sur l'oreille qui entend.	
COMPATIBILITÉ AVEC DES ACCESSOIRES SANS-FIL : Mini Microphone / Microphone de table / Télécommande	●	●	●	●	Connectivité via la technologie Bluetooth avec des smartphones et toutes autres sources média Apple ou Android pour recevoir les appels, la musique, le son de la télévision directement dans vos aides auditives.	

* Compatible avec les appareils iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et modèles ultérieurs, ainsi qu'avec les appareils iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro 11 pouces (3e génération), iPad Air (4e génération) et iPad (6e génération).

- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 5 ans à partir de la date d'achat.
- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation des accessoires Starkey fonctionnant avec nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 2 ans à partir de la date d'achat.